

# エアトラック アバント

## 挿管用喉頭鏡

米国特許番号 6,843,769

## 取扱説明書

JAPANESE

## 説明・用途

エアトラック アバントは、気管挿管を容易にするために設計された挿管用喉頭鏡です。挿管手技の最初から最後まで、気道の複雑な構造を考慮して設計されています。また、首の後屈の必要がなく、ほとんどの場合、どんな姿勢の患者様にも挿入が可能です。

## 構成品

エアトラック アバントは3つの部分から構成されており、気管挿管の都度組立てて使用します。

**光学ユニット**: 光学系、および壊り易い部品です。電池を装填した状態で、他の部品と組み立てて使用します。



**ブレード**: 硬性プラスチック製の単回使用用品です。硬性剝離形の形状を有しています。一方のガイドは光学チューブを挿し込むためのもので、遠位端がレンズ穴になっています。もう一方のガイドは気管チューブを誘導するため、チューブガイドが備わっています。



**アイカップ**: ブレードの上に取り付け使用します。単回使用品です。近位端はレンズ穴になっています。



エアトラック アバントシステムにはオプションで専用ドックステーションがあります。本体は光学ユニットの充電を使用し、アイカップレイヤーには使用可能回数が表示されます。光学ユニットに異常がある場合、液晶ディスプレイにて表示されます。使用方法の詳細は本品同梱の説明書に記載されています。



## 使用回数制限

エアトラック アバントの光学ユニットは機能性を確保するため、50回の使用回数制限が設けられています。制限に到達した光学ユニットは廃棄してください。

最初に光学ユニットのスイッチをオンすると、使用が始まります。壊り易いシ

テムによりレンズが十分あたたまるとしてLEDライトが点滅から点灯に変わり、使用回数が1回としてカウントされます。光学ユニットをエアトラック アバントドックステーションに収めると使用可能な回数がディスプレイに表示されます。また光学ユニット側のインジケーターでも使用可能回数を確認することができます(定義は以下のとおり)。

- 緑色点灯は、使用可能回数が残り10回以下であることを示しています。
- オレンジ色点滅は、使用可能回数が残り9回以下になったことを示しています。
- 赤色点灯は、使用回数制限に達したことを意味します。

ブレード、およびアイカップはいずれも使用有効期日が表示されています。

## 使用時・保管時・および輸送時の注意

光学ユニットは保管時及び輸送時を含め、0°C~40°Cの環境にてご使用ください。また相対湿度が95%未満、大気圧は500~1060hPaの環境にてご使用ください。

## 充電池特性

光学システムには充電池が内蔵されており、3.7ボルトの電力をLEDライトと壊り止めシステムに供給します。

ご使用前に充電池を装填してください。電池を装填する際は、光学ユニットの電池カバーを外し、電池を下の図の様に持つて、以下の状態に電池ケースに収めてください。



出荷時の電池は放電状態です。臨床使用前に完全充電、および完全放電を一回行なうことをお奨め致します。フル充電した場合、光学ユニットは約1.5回使用することができますが、ご使用にあたっては気管挿管の度に充電することをお推奨します。放電状態からのフル充電は約2時間です。またフル充電した電池は30日以上放置すると放電します。

光学ユニットを収めたドックステーションは電池の残存容量を表示します。また光学ユニット側のインジケーターにも残存容量が表示されます(定義は以下のとおり)。

- 緑色点灯は、バッテリー残存量が2.5%以上あることを示しています。(気管挿管約4回分)
- オレンジ色点滅は、バッテリー残存量が2.5%未満であることを示しています。

● 赤色点灯は、バッテリー残存量が1.5%未満になったことを示しています。この状態でスイッチをオンしても、5秒後に自動オフとなり、光学ユニットは使用できません。

また、光学ユニットは不要な電力消費を抑えるため、ブレードに挿入されたスピッティン状態が30分以上続いた場合は自動オフとなりますよう設計されています。警告のためスイッチオフ3分前から、10秒毎にライトが点滅を開始します。

## ブレード サイズ

レギュラー:A-5111 サイズ3  
気管チューブ7.0~8.5 mm 患者様の最小開口: 17mm

スマート:A-5211 サイズ2  
気管チューブ6.0~7.5 mm 患者様の最小開口: 17mm


## エアトラック アバントの使用方法

## 1. オプションの組立て

- ドックステーションに光学ユニットを装着し、充電残存容量および使用回数を確認してください。
- 使用する気管チューブによって適合せざる場合、適切なサイズのブレードを選んでください。

● 抜き出された光学ユニットは、自動的にスイッチオフとなります。

- 光学ユニットをブレードに、カチ音がするまでしっかりと挿入してください。



- アイカップを光学ユニットの近位端にかけます。その際、アイカップは表示された自分の模様を使用者側に向けてください。



- ブレードに挿入されるとLEDライトが作動します。約90秒間点滅し、スマートが十分なままで気管挿管の準備が整い、ライトは点滅から継続的点灯になります。

## II. 使用準備

- 気管チューブのカフの空気を完全に抜いてください。

- 气管チューブに潤滑剤を塗布し、チューブガイドから気管チューブを挿入してください。

- 气管チューブ先端がチューブガイドの先端に達するようにセットします。

- 潤滑剤はブレードのレンズ部に触れないように注意してブレードに塗布してください。

## III. エアトラック アバントの挿入

- 患者様の口の正中線に沿ってエアトラック アバントを愛護的に挿入します。その際、中咽頭と舌を押さないよう細心の注意を払ってください。場合によってはGuedel式アウェイのように握り締める手技が有かもしれません。(図1)

注意: エアトラック アバントは、MRI環境内(たとえば、MRI室)に持ちこむことは不可能です。しかし、操作中の場合(たとえば、スキャナの中)で使用すべきではありません。本品のリストアセイブでの評価には、具体的には3ステップアセイブでの露顎による歯周の関連における引力の移動の評価しか含めていません。

## 警告と注意

- この製品の使用は、気管挿管の訓練を受けた方のみに限られます。

- 本品を使って歯の上に圧力をかけないようにしてください。

- 光学ユニットのLEDには触れないでください。

- エアトラック アバントを上気道へ無理に押し込まないようにしてください。

- 電池をつけたまま焼却することはできません。

- 液体に浸けないでください。

- 可燃性的麻酔ガスとの併用はできません。

## 光学ユニットの洗浄と消毒

光学ユニットは、患者様に直接触れるところにのみ覆うようにして、ブレードへの装着および取り外しが可能です。

光学ユニットはノンクリティカル医療機器に分類されていますので、決して患者様と接触させないようにしてください。

● 气管チューブを固定保持した状態で、チューブを横方向にエアトラックアバントから外します(図5)。

● エアトラック アバントを、正中線を保ちながら患者様の気道から引き抜きます。

## V. エアトラック アバントの分解

- アイカップの両側面を固くつまみ、アイカップごと光学ユニットをブレードから抜き出します。この時、光学ユニットが決して壊れないと云う気をつけてください。

● 抜き出された光学ユニットは、自動的にスイッチオフとなります。

## 2. クリーニング: 洗浄・清潔化

- 清潔な溶剤(例: ENZOL™ Enzymatic Detergent)を用いて光学ユニットの表面を清拭します。繊維セザンを用いて溶剤をふきませた柔らかいブラシを御使用ください。ユニットの表面に残

る余分な溶剤は拭き取ってください。使用可能な洗浄溶剤には以下のものがありますが、実際に使用する際は事前に洗浄溶剤の取扱説明書・添付文書等に従ってください。

- 酵素系洗浄剤(e.g.: ENZOL™ Enzymatic Detergent)
- 中性石鹼水
- 重炭酸ソーダ溶剤

- 消毒剤には以下のものをご使用できますが、実際に使用する際は事前に洗浄溶剤の取扱説明書・添付文書等に従ってください

- a. Cidex™ OPA.
- b. 迅速酸溶剤
- c. イソプロピルアルコール (70%)
- d. イソプロピルアルコール70%及びクロルヘキシジンを2%含む溶剤 (Clinell Wipeなど)
- e. 二酸化塩素を含む溶剤 (Trisil Wipeなど)

4. 乾いた滅菌サージカルタオルで光学ユニットを拭いてください。

5. 注意:
  - EOG及びオートクレーブ等の滅菌はしないでください。
  - 流水で洗浄しないでください。
  - 液体に浸けないでください。
  - 液体や水分が光学ユニット内部に入らないようにしてください。
  - 光学ユニットのレンズ部分に触れないようにしてください。

## 条件付きMRI対応

エアトラック アバントは、条件付きMRI対応(MR Conditional)であることが非臨床試験において実証されており、次の条件に従ってMRI環境下で使用できます:

- 静磁場が3Tesla以下である。
- 瞬間的勾配磁場が720Gauss/cm以下である。

注意: エアトラック アバントは、MRI環境内(たとえば、MRI室)に持ちこむことは不可能です。しかし、操作中の場合(たとえば、スキャナの中)で使用すべきではありません。本品のリストアセイブでの評価には、具体的には3ステップアセイブでの露顎による歯周の関連における引力の移動の評価しか含めていません。

## メカニカルガーバー

エアトラック アバント光学ユニットは、使用回数制限まで到達したら、次の方法で廃棄してください。: 本体のバッテリーカバーを外してください(小さな溝を引っかけて外します)。

- 不要な本体と電池の処理、廃棄については施設で定められた規定に従い取り扱ってください。

地方自治体のルールや機器部品の廃棄もしくはリサイクルに関連したりサイクル計画に従ってください。

光学会議の廃棄(方法)について

光学ユニットが使用回数制限まで到達したら、次の方法で廃棄してください。

● 本体のバッテリーカバーを外してください(小さな溝を引っかけて外します)。


● 不要な本体と電池の処理、廃棄については施設で定められた規定に従い取り扱ってください。

エアトラック アバント光学ユニットは、使用回数制限内にモードはご購入後2年以内(いずれか早いもの)における材料不良、製造不良について保証をします。ただし指示され限りおりに製品が使用された場合には限りません。また、この保証は弊社の代理店を通じて購入された製品についてのみ有効です。

エアトラック アバントのブレードとアイカップは、単一患者様のみ使用してください。

警告! エアトラック アバントのブレードを洗浄・再使用は患者様への安全性が損なわれる可能性があります。

エアトラック アバントのブレードを洗浄・滅菌することはできません。製品の性能において洗浄した場合は結果が異なることがあります。それ以外は、保証は無効となります。商品性または特定目的のための商品特性などを含め、保証の責任は負いかねます。



● 温度範囲: 10°C~37°C

● 濕度範囲: 25%~50%

● 大気圧範囲: 500 kPa

● BF形部品

● LATEX ラテックスフリー

● 電子機器 分別収集

● 水濡れ禁止

● ワレット / 注意: 再利用可

● CE

● 注意: 取扱説明書をご覗くたまに

MDD 93/42/EEC準拠

製造元: PRODOL MEDITEC LIMITED  
No. 18, 7th Science Ave.

Hi-Tec Coast, Zuhai, Guangdong

519085 P.R. China

F U販売代理店:

PRODOL MEDITEC, S.A.

Muelle Tomás Olavarri 5, 3<sup>o</sup>

48930 Las Arenas SPAIN

エアトラックのホームページをご覗くください。[www.airraq.com](http://www.airraq.com)

あるいは以下にお問い合わせください。[info@airraq.com](mailto:info@airraq.com)

エアトラックは登録商標です。

図 1

図 2

図 3

図 4

図 5